

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE

# SCHRITTE ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-SELBSTTEST

## POSITIV?

DIE SCHULLEITUNG INFORMIERT 1450 ODER  
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

## NEGATIV?

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

# 1

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

# 2

- Röhren mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhren zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhren spritzt!

# 3

- Stäbchen entnehmen und dabei Röhren zusammendrücken
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhren wirbeln und schütteln

# 4

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhren vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

# 5

- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

# 6

Ergebnisinterpretation

- NEGATIV (C line, T line blank)
- POSITIV (C line, T line present)
- UNGÜLTIG (C line, T line blank)